

LES DIFFÉRENTS TYPES DE SANGLES



TOILETTE



HAMAC



FORMAT "U"

LES DIFFÉRENTS TYPES D'ATTACHES

- 1 POSITION ASSISE : Boucles courtes à la tête et boucles longues aux pieds
- 2 POSITION COUCHÉE : Boucles courtes aux pieds et boucles longues à la tête
- 3 POSITION SEMI-ASSISE : Boucles intermédiaires



Une sangle ne se garde pas toute la journée !
Des rougeurs, escarres et autres problèmes peuvent
apparaître si l'utilisation est trop longue



MISE DE LA SANGLE

POSITION ALLONGÉE

ETAPE 1


Ecarter les pieds du lève personne et sans les freins.

ETAPE 2

Placer la personne en PLS et installer la sangle en positionnant le repère vert sur la colonne vertébrale.

ETAPE 3

Croiser la sangle pour maintenir l'intimité et éviter les problèmes de prothèses de hanches par exemple.

 Lorsque l'on fixe la sangle sur la barre, ne pas tirer sur la sangle pour amener la jambe mais l'accompagner pour éviter toute friction sur la peau.

ETAPE 4

Lever le patient de 3 cm et vérifier fixation et position de la sangle avant le lever définitif.

ETAPE 5

Installer la personne au fond du fauteuil.
Si fauteuil de confort : incliner l'assise.

ETAPE 6

Enlever les sangles. Procédure inverse des étapes 2 et 3.

POSITION ASSISE

ETAPE 1


Ecarter les pieds du lève personne et sans les freins.

ETAPE 2

Basculer légèrement la personne en avant, afin de décoller le dos du dossier, et glisser la sangle dans le dos jusqu'aux fesses.

ETAPE 3

Croiser la sangle pour maintenir l'intimité et éviter les problèmes de prothèses de hanches par exemple.

 Lorsque l'on fixe la sangle sur la barre, ne pas tirer sur la sangle pour amener la jambe mais l'accompagner pour éviter toute friction sur la peau.

ETAPE 4

Lever le patient de 3 cm et vérifier fixation et position de la sangle avant le lever définitif.

ETAPE 5

Installer la personne au fond du fauteuil.
Si fauteuil de confort : incliner l'assise.

ETAPE 6

Enlever les sangles. Procédure inverse des étapes 2 et 3.