

Fauteuil releveur **MARION MINI**



- Mouvement multipositions avec dossier inclinable 180° et repose-jambes intégré
- 1 moteur
- Revêtements en microfibre lavable

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

ACCOUDOIRS : PVC pour plus de robustesse + facilité d'entretien des zones d'appui

DOSSIER : Fibres pour un confort moelleux

ASSISE : mousse bi-matière BULTEX 37kg/m³+ mousse à mémoire + assise couette matelassée sur châssis en hêtre massif



GARANTIE :
- 2 ANS