

PPR 199,99 €  
Dec. 2019

## FM 150 Pro Massage des jambes par compression

 german  
engineering


Massage sous pression d'air du fémur et de la partie inférieure des jambes avec inflation et déflation des coussins



Intensité du massage réglable en continu



Améliore la circulation sanguine veineuse



Massage revitalisant par pression et drainage lymphatique

Favorise la circulation sanguine et soulage les jambes lourdes et fatiguées

Soulage la tension musculaire

Massage par pression de l'air et inflation et déflation des coussins

Intensité du massage réglable en continu

Avec 4 brassards: 2 pour fémur et 2 pour la partie inférieure de jambes

Inflation alternée des jambières

Avec bouton STOP de sécurité

Avec la fonction de déflation - pour une dégonflage rapide du coussin d'air

Minuterie incluse: 10/20/30 min.

Simple d'utilisation grâce à la commande manuelle

Mobile - à utiliser à la maison ou en déplacement

Réglage individuel du brassard au moyen de sangles d'attaches

à boucles et crochets. Étui de rangement inclus.

3 watts

Dispositif médical

Fonctionne sur piles ou secteur

Puissance de l'adaptateur secteur: Input: 100-240V~, 50/60Hz, 200 mA  
Output: DC 6V === 500 mA

Incl. 4 piles AA x 1.5V

Dimensions (LxlxH): Brassard fémur: 85 x 23.5 x 0.5 cm

Brassard bas de jambe: 61 x 67 x 0.5 cm

Poids: approx. 1.7 kg

Garantie 3 ans

Sales unit: 2 / Shipping carton: -

EAN no.: 4211125 64327 0

Item no.: 643.27