



COMMENT BIEN ENTREtenir SON FAUTEUIL ROULANT ?

La sécurité sociale prévoit un budget annuel pour les réparations :

- un de 74.82 € TTC pour la réparation des roues
- un de 102.39 € TTC pour les autres réparations dont sellerie
- un de 33.65 € TTC pour la réparation des composants électriques

Pour les fauteuils roulants manuels

Des petites vérifications sont à réaliser régulièrement :

- **Une fois par mois** : on vérifie la pression des pneus et leur état, les freins, les toiles et pièces mobiles
- **Une fois par trimestre** : on vérifie les axes des roues arrière, les roulettes anti-bascule (si le fauteuil en est équipé), les repose pieds et l'état du châssis.
- **Régulièrement** : on vérifie que toutes les vis sont bien serrées

Pour les fauteuils roulants électriques

Des petites vérifications sont à réaliser régulièrement :

- **Une fois par mois** : on vérifie la pression et la surface des pneus, les toiles ...
- **Tous les jours** : on nettoie les tubes, les plastiques et les tissus à l'aide d'un chiffon humide pour enlever la poussière, boue ou sable qui peuvent s'incruster dans les moteurs ou l'électronique
- **Pour la batterie**, un entretien régulier permettra de prolonger sa durée de vie. Pour cela, quelques conseils : charger complètement la batterie à chaque fois que cela est possible, stocker la batterie dans de bonnes conditions de température et éviter le gel, éviter la décharge complète